



# 手動Zステージ / テーブルサイズ 100×100

## Manual Vertical Linear Stages / Table Size 100×100




**ZM10A-C3C**




**ZM10A-C6C**

### ● ZM10A-C3C



### ● ZM10A-C6C



産業用  
Industrial

実験用  
Experimental

手動精密ステージ  
Manual Stage

回転  
Rotation

自動精密ステージ  
Motorized Stage

回転  
Rotation

真空ステージ  
Vacuum Stage

制御装置  
Control Electronics

アクセサリ  
Accessories

検査システム  
Inspection System

# アルミ / クロスローラガイド / クサビ Aluminum Body / Cross-Roller Guide / Wedge



型式 Model Number	ZM10A-C3C	ZM10A-C6C
勝手違い型式 Mirror Model Number	ZM10A-C3C-R	ZM10A-C6C-R
テーブル面 Table Size	100mm×100mm	
案内方式 Guide Mechanism	精密クロスローラガイド Cross-Roller Guide	
移動範囲 Motion Range	粗動 ±1.5mm, 微動 0.075mm Coarse ±1.5mm, Fine 0.075mm	±2.5mm
垂直度 Verticality	≤3μm/3mm	≤5μm/5mm
最小読み取り Minimum Readout	粗動 ≈ 2.5μm/目盛, 微動 ≈ 0.125μm/目盛 Coarse ≈ 2.5μm/div, Fine ≈ 0.125μm/div	10μm/目盛 10μm/div
水平耐荷重 Load Capacity (Horizontal)	68.6N (7kgf)	
材質 Material	アルミ合金 Aluminum Alloy	
外観 Finish	白色仕上げ Clear-Matt Anodizing	
自重 Weight	1.7kg	1.8kg
駆動方式 Actuator	精密ポジショナー FPP03-13 (13mm) Fine Pitch Positioner FPP03-13 (13mm)	ハンドル Handle-Wheel
価格 Price(JPY)	¥230,000	¥240,000
オーバーホール費 ※1 Overhaul Price	¥42,000 ~	¥42,000 ~
クリーニンググリス交換費 ※2 Clean Room Lubricant Change Price	¥30,000	
真空グリス交換費 ※3 Vacuum Lubricant Change Price	¥30,000	

※1 オーバーホール費に交換部品代は含まれません。詳細については15ページを参照して下さい（マイクロメータヘッドはオーバーホール対象外となります）。Additional parts cost is not included on Overhaul cost. Refer to page 16 for further information (Micrometer is not included in the overhaul).

※2 クリーニンググリス仕様の型式は末尾に“-C”が付きます。詳細についてはC-003ページを参照して下さい。C3C、C3C-Rのグリス交換は本体のみとなります。Clean room lubricant model has “-C” at the end of model number. Page C-003 for further information. Lubricant change is not available for actuators on stages that include the C3C model.

● お客様のご要望により製品の改造も承ります。詳しくは営業部までお問い合わせ下さい。  
We appreciate the product customizing. Contact us for further information.

※3 真空グリス仕様の型式は末尾に“-V”が付きます。詳細についてはC-003ページを参照して下さい。C3C、C3C-Rのグリス交換は本体のみとなります。Vacuum lubricant model has “-V” at the end of model number. Page C-003 for further information. Lubricant change is not available for actuators on stages that include the C3C model.

● アクセサリーについてはO-001ページを参照して下さい。  
Refer to page O-001 for information on accessory.

産業用 Industrial	実験用 Experimental	手動精密ステージ Manual Stage	回転 Rotation	スイベル(ニオ) Swivel(Nio)	自動精密ステージ Motorized Stage	回転 Rotation	スイベル(ニオ) Swivel(Nio)	XYθ XYθ	真空ステージ Vacuum Stage	制御装置 Control Electronics	アクセサリ Accessories	検査システム Inspection System
		X・XY X・XY			X・XY X・XY							
		Z			Z							